



VPA

一次性全自动穿刺活检针


VPA Disposable Automatic Biopsy Needle

产品特点

- ◎ 意大利进口，一次性使用设计
- ◎ 弹射功率大，极速切割，取样完整饱满
- ◎ 左右键轻巧上弦，单手易操作，与取样槽同侧，避免样本脱落
- ◎ 击发深度22mm，取样槽 18mm，样本足量
- ◎ 内置击发保险，避免误击发

主要临床应用部位：乳腺、前列腺、肝脏、肾脏、肺脏等

◎ VPA 一次性全自动穿刺活检针



◎ 订货信息

规格(单位:G)	活检针货号	针管长度	同轴针货号	针管长度
14G ■	VPA 14/10	10cm	-	-
16G □	VPA 16/10	10cm	GCO 15/05	5 cm
	VPA 16/16	16cm	GCO 15/11	11cm
	VPA 16/20	20cm	GCO 15/15	15cm
18G ■	VPA 18/10	10cm	GCO 17/05	5 cm
	VPA 18/16	16cm	GCO 17/11	11cm
	VPA 18/20	20cm	GCO 17/15	15cm
	VPA 18/25	25cm	-	-
20G ■	VPA 20/16	16cm	GCO 19/11	11cm
注册证名称及型号	穿刺活检针(VPA xx/yy)		穿刺活检针(GCO xx/yy)	



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
 010-84195180
 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.