



Brell

一次性术前定位针

Pro-operative Localization Needle

产品特点


- 意大利进口, 一次性使用设计
- 提供单钩、双钩术前定位针
- 单钩导丝不易发生位移, 前端加强型设计, 不易发生折断
- 双钩导丝采用记忆金属, 可重复定位
- 外套管刻度标识, 便于掌握穿刺深度
- 穿刺针尖锐利, 精准抵达病灶, 创伤微小

主要临床应用部位: 乳腺、肺脏

◎ Brell 一次性使用术前定位针

1. 外套管刻度标识, 便于掌握穿刺深度


2. 穿刺针尖锐利, 精准抵达病灶, 创伤微小



3. 尾端操作标记, 便于掌握倒钩弹开状态

4. 前端定位标记, 2cm深度提示

◎ 订货信息

产品类型	规格	产品货号	针管长度
单钩型 	18G	BL 18/07	7 cm
	18G	BL 18/10	10cm
	20G	BL 20/07	7 cm
	20G	BL 20/10	10cm
	20G	BL 20/15	15cm

注册证名称: 穿刺活检针 (BL xx/yy)

产品类型	规格	产品货号	针管长度
双钩型 	18G	BLR 18/10	10cm
	20G	BLR 20/10	10cm

注册证名称: 穿刺活检针 (BLR xx/yy)



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
010-84195180
www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.