



GMT  
MEDICAL | 德迈特医疗



外套管+适配器	
同轴针针芯	



# GCO

一次性同轴定位针

GCO Disposable Coaxial Needle

## 产品特点

- ◎ 意大利进口, 一次性使用设计
- ◎ 三棱针尖, 穿刺破皮锋利
- ◎ 外套管刻度标识, 便于掌握穿刺深度
- ◎ 旋转锁定式手柄帽, 防止针芯脱出
- ◎ 匹配活检针使用, 建立通道, 一点穿刺, 多次取样
- ◎ 配合活检取样适配器, 可在2cm取样模式下获取1cm样本

可配合半自动活检针、全自动活检针、消融针等使用

## ◎ GCO 一次性同轴定位针

1. 三棱针尖, 穿刺破皮锋利

2. 外套管刻度标识, 便于掌握穿刺深度



3. 旋转锁定式手柄帽, 防止针芯脱出

## ◎ 订货信息

规格(单位:G)	同轴针货号	针管长度	匹配活检针针管长度
15G <span style="color: #008080;">□</span>	GCO 15/05	5 cm	10cm
	GCO 15/11	11cm	16cm
	GCO 15/15	15cm	20cm
17G <span style="color: #800080;">■</span>	GCO 17/05	5 cm	10cm
	GCO 17/11	11cm	16cm
	GCO 17/15	15cm	20cm
19G <span style="color: #FFD700;">■</span>	GCO 19/11	11cm	16cm
注册证名称及型号	穿刺活检针(GCO xx/yy)		



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司  
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd  
 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室  
 010-84195180  
 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.