

# BLS

一次性肺结节弹簧圈定位针

Disposable Spring Coil Positioning  
Needle For Pulmonary Nodules


## 产品特点

- 意大利进口，一次性使用设计
- 无钩定位技术，避免Hook-Wire锐利金属切割损伤
- 微弹簧圈，超细柔性金属丝记忆成型，刚柔相济，组织定位精准稳定
- 聚丙烯丝线，表面超滑几乎无牵拉，不影响患者术后行动
- 术后并发症少，可同时进行多部位操作

主要临床应用部位：肺部



## ◎ BLS 一次性肺结节弹簧圈定位针



## ◎ 订货信息

规格(单位:G)	货号	长度
18G <span style="color: #800080;">■</span>	BLS 18/07	07cm
	BLS 18/10	10cm
	BLS 18/12	12cm
	BLS 18/15	15cm
20G <span style="color: #FFD700;">■</span>	BLS 20/07	07cm
	BLS 20/10	10cm
	BLS 20/12	12cm
	BLS 20/15	15cm
注册证名称及型号	穿刺活检针 (BLS xx/yy)	



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司  
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd  
 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室  
 010-84195180  
 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.