




GMT
MEDICAL

德迈特医疗

活检针领导者

The Leading Biopsy Company



GB20

一次性骨髓穿刺针

产品特点


- 国产至臻品质,一次性使用设计
- 规格齐全,提供适合儿童及肥胖患者的专用型号
- 超光滑针管内壁,抽吸阻力小,取样质量高
- 多切面针尖,穿刺锐利,创伤微小,显著减少钝痛

仅供专业人士内部参考使用

■ GB20 一次性骨髓穿刺针

1. 人体工程学手柄, 持针舒适, 抓握牢固, 穿刺省力

2. 针长调节标识, 便于掌握针体长度



3. 多切面针尖, 穿刺锐利
创伤微小, 显著减少钝痛

4. 一步式调节螺旋
自动锁定, 操作便捷

5. 标准鲁尔接口, 可匹配注射器使用

■ 订货信息

规格(单位:G)	产品型号	针管常规长度	针管最小长度	针管最大长度
15G ■	IS 15/28	28mm	8mm	45mm
	IS 15/43	43mm	23mm	60mm
16G □	IS 16/28	28mm	8mm	45mm
	IS 16/43	43mm	23mm	60mm
18G ■	IS 18/28	28mm	8mm	45mm

注册证名称及型号: 一次性活检针(枪), IS

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
© 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
☎ 010-84195180
🌐 www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗