



GT20


一次性半自动穿刺活检针

产品特点

- 国产至臻品质，一次性使用设计
- 取样长度1&2cm可选，满足不同取样需求
- 内置击发保险，避免误击发
- 配合同轴针使用，一点穿刺，多次取样
- 配合同轴针适配器使用，可在2cm取样模式下获取1cm样本

主要临床应用部位：肺脏、甲状腺、浅表淋巴结、肝脏、肾脏等

■ GT20 一次性半自动穿刺活检针



■ 订货信息

| 规格(单位:G) | 活检针规格 | 针管长度 | 同轴针规格 | 针管长度 |
|----------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 16G □ | B-T041610 | 100mm | B-T121505 | 50 mm |
| | B-T041616 | 160mm | B-T121511 | 110mm |
| | B-T041620 | 200mm | B-T121515 | 150mm |
| 18G ■ | B-T041810 | 100mm | B-T121705 | 50 mm |
| | B-T041816 | 160mm | B-T121711 | 110mm |
| | B-T041820 | 200mm | B-T121715 | 150mm |
| | B-T041825 | 250mm | - | - |
| 20G ■ | B-T042016 | 160mm | B-T121911 | 110mm |
| 注册证名称及型号 | 一次性穿刺活检针 (BN-OCR-2/GT20) | | 一次性经皮穿刺活检针 (BN-MAR-2/GTC) | |

北京德迈特科技发展有限公司
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
 © 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
 ☎ 010-84195180
 🌐 www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗